

# CHINWOO


## PoIV 300 - Vibratory Polisher

무른 시료의 정밀 분석을 위한 진동 연마기 PoI-V 300 을 소개합니다.


사용자 숙련도에 영향을 받지 않으며, 여러 개의 시편  
을 동시에 연마 할수 있는 진동 연마기



PoIV 300 Vibratory Polisher



시간에 따른 진동 주파수 설정이 가능하며, 디스플레이에 실시간으로 표시




상세 기술자료, 소모품 샘플 및 기술 상담이 필요하시면,  
(주)진우테크 시편전처리 센터로 연락 주시길 바랍니다.

email: [info@chinwoo.co.kr](mailto:info@chinwoo.co.kr)



전화: 031-777-1277

# CHINWOO

PoIV 300 - Vibratory Polisher



Nimonic 263 (Ni-20Co-20Cr-5.8Mo)



크롬동

## ● 작동이 쉬움

사용자 숙련 정도에 크게 영향을 받지 않아 일관된 결과를 얻을 수 있음.

## ● 정교하게 회전하며 움직임

## ● 수평 진동 방식을 사용하여 시편과 연마천의 접촉면 및 시간을 극대화 함.

## ● 진동 주파수는 자동 전압에 의해 자동으로 조절 됨.

## ● 자동 운영

- Programming으로 자동 운영
- 시편의 상태에 따라 시간 조절 가능
- 연마 중에 발생하는 손상 및 변형층의 발생을 최대한 억제 가능

상세 기술자료, 소모품 샘플 및 기술 상담이 필요하시면,  
(주)진우테크 시편전처리 센터로 연락 주시길 바랍니다.

email: [info@chinwoo.co.kr](mailto:info@chinwoo.co.kr)


전화: 031-777-1277




# CHINWOO

PoIV 300 - Vibratory Polisher


Al



x100 - BF




x200 - BF




x200 - DiC


Cu



x100 - BF



x200 - BF



x200 - DiC

SUS



x100 - BF




x200 - BF




x200 - DiC


Ti



x100 - BF



x200 - BF



x200 - DiC

상세 기술자료, 소모품 샘플 및 기술 상담이 필요하시면,  
(주)진우테크 시편전처리 센터로 연락 주시길 바랍니다.

email: [info@chinwoo.co.kr](mailto:info@chinwoo.co.kr)

전화: 031-777-1277